

Promedico-ASP

Systeemeisen

Datum: 07 september 2020

Promedico-ASP is een internetapplicatie die je kunt benaderen vanuit een browser. Dat betekent dat je geen software op je eigen computer hoeft te installeren. Promedico-ASP draait namelijk op centrale servers die in een beveiligd datacenter staan. Ook de database met alle patiëntgegevens staat op deze servers. Je kunt inloggen op www.promedico-asp.nl vanuit de Europese Unie, het Caribisch deel van het Koninkrijk, IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Voor inloggen maak je gebruik van een UZI-pas of Digipass.

Voor een optimale performance van Promedico-ASP is allereerst een beveiligde zorgverbinding vereist; een VDSL of glasvezelverbinding die voorzien is van een GZN-certificering. Samen met onze ICT-partner en provider wordt er per locatie bekeken welke verbindingssnelheid er voor de desbetreffende locatie haalbaar is. Deze op maat geselecteerde verbinding kun je over het algemeen gebruiken voor zowel zorgverkeer, je overige zakelijke internetverkeer als eventuele VoIP diensten. Verder vereisen wij een netwerkarchitectuur o.b.v. een domeinstructuur en gegevensencryptie met Bitlocker.

Nieuwe klant

Bij nieuwe klanten starten we altijd met een technische intake op locatie. We brengen de huidige situatie in kaart en maken een rapport met onze bevindingen. We geven daarin ook aan welke aanpassingen gedaan moeten worden voor een optimaal gebruik van Promedico-ASP.

Bestaande klanten

In de tabel hieronder vind je de combinaties van besturingssystemen en browsers die voldoen aan de door ons gestelde eisen. Bij alle andere combinaties garanderen wij een goede werking van Promedico-ASP niet.

Besturingssysteem	Browsers
Microsoft Windows 10 Professional	Internet Explorer 11 Firefox Chrome
Apple Mac OS X versie 10.14 of hoger	Safari 13 of 14 Firefox Chrome
iPad met iOS 11	Safari 13 of 14

Voor een goede weergave van de schermen van Promedico-ASP is een beeldscherm met een resolutie van 1920 x 1080 of hoger vereist.

N.B.: Meer gedetailleerde informatie over het werken met de bovengenoemde browsers lees je in het document: "Promedico-ASP Algemene Instellingen". Je kunt dit document opvragen bij de Promedico Servicedesk.